

VØORDIQ®

Intelligent hudvård / Hudpleje • Alykästä ihonhoitoa

VÅRTOR

Produktfakta

VOORDIQ Vårtor tar bort hand-/fotvårtor med vätskefrysning.

Unik frysprocess - Applikatorns unika konstruktion kapslar in vårtan och skyddar omkringliggande hud. Frysvätskan appliceras direkt på vårtan vilket innebär att behandlingen blir snabb och effektiv. Vätskefrysning är den effektivaste behandlingstekniken för vårtor tack vare dess frysprestanda. Frystiden är normalt 10 sekunder, längre tid kan behövas på större fotvårtor.

Viktiga ingredienser

Frystekniken bygger på användning av gasen dimetyler i dess vätskefas. Dimetyler framställs av fossila råvaror såsom naturgas eller biogas – ett miljövänligt alternativ för behandling av vårtor.

Produktegenskaper

- Tar bort hand-/fotvårtor på vuxna och barn över 4 år.
- Räcker till 15 behandlingar.
- Enkel att använda – inga lösa delar.
- Unik konstruktion som kapslar in hela vårtan.
- Frysvätskan har direktkontakt med vårtan vilket ger 100% fryseffekt.
- Märkt med CE 0344.

Ingredienser och dess egenskaper

Frysvätskan får vatten molekyler i cellerna att expandera, därigenom får man en vävnadsnekros (celldöd) i vårtan. Kroppen kommer sedan att ersätta de döda cellerna med friska.

Försäljningstips

Effektiv & Barnvänlig

Marknadens bästa fryseffekt. Unik konstruktion som kapslar in vårtan och skyddar frisk hud. Snabb behandlingsprocess.

Enkel fryshandling av vårtor

VOORDIQ Vårtor kombinerar effektiviteten hos professionell kryokirurgi med bekväm behandlingsteknik som enkelt kan utföras i hemmet.



Best.nr:

1 fp SVV-1020/1 VOORDIQ Vårtor
6 fp SVV-1020/6 VOORDIQ Vårtor, 6 pack

SKAFTE Medlab AB
Apelrödsvägen 1
439 32 Onsala
Sverige

Telefon: 0300-56 94 94
Fax: 0300-56 94 99
Epost: info@skafte.se
Hemsida: www.skafte.se

Org.nr: 556600-7968